

## Vannasistabas soliņš Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. Palīg līdzekļi kā vannasistabas soliņš atvieglo pieejamību vannasistabai, bērni var izmantot to, lai sasniegtu izlietni u.tml. Tā ir aprīkota ar higiēnisku un neslīdošu plastmasu, kā arī tērauda kājiņām ar neslīdošām gumijas uzmaivām, kas nodrošina stabilitāti.

### Svarīgi!

- Maksimālā slodze soliņam 100 kg. Šo soliņu var lietot tikai viena persona vienlaicīgi.
- Izmantojiet soliņu tikai tam paredzētiem mērķiem.
- Neveiciet nekādas izmaiņas konstrukcijā, kā arī neizmantojiet kopā ar citām mēbeļu detaļām, un nelietojiet kopā ar citām mēbelēm.
- Nepievienojiet papildus detaļas.
- Šis produkts ir paredzēts tikai privātai izmantošanai mājāsaimniecībā. Nav piemērots nekāda veida komerciālai izmantošanai (piem., Slimnīcās, pensionātos u.tml.)
- Pirms lietošanas pārliedzieties vai produkts nav bojāts, un pārbaudiet vai ir pareizi pieskrūvētas visas daļas.
- Ja rodas šaubas, neizmantojiet produktu, pastāv iespēja savainoties.
- Tīšām veikt labojumus šajā gadījumā būtu izsīkt tiesības garantija
- Ja jāveic remonts, sazinieties ar autorizēto servisa centru.
- Ja produktu lieto bērni vai pieaugušie ar kustību traucējumiem, blakus vajadzētu būt cilvēkam kas tos uzrauga.( vai sniedz palīdzības roku). Šis produkts nav rotaļlieta.
- Pārliedzieties, ka soliņš novietots uz stabilas virsmas.
- Neatstājiet iepakojumu bērnu tuvumā. Pastāv nosmakšanas risks!

### Satura piegāde un iepakojums:

Vispirms pārliedzieties, ka piegādātas visas daļas, un ka prece ir bez defektiem. Ja rodas šaubas, nelietojiet produktu un sazinieties ar servisa nodaļu.

**Iepakojumā iekļauts:** 1x uzkāpšanas virsma, 2x kāju balsti, maisiņš ar montāžas skrūvēm un instrukcija lietošanai. Ja konstatējat, izsaiņojot produktu, defektu, kurš radies transportēšanas laikā, nekavējoties sazināties ar izplatītāju.

**Instrukcija kāju balstu uzstādīšanai:**

Abiem kāju balstiem, piestipriniet kāpšanas virsmu izmantojot montāžas skrūves, kas ir iekļautas iepakojumā. Lai piestiprinātu balsta kāju ieskrūvējiet vienu skrūvi, lai nostiprinātu un pēc tam otro skrūvi. Skrūves varat ieskrūvēt, izmantojot sekanšu atslēgu. Skrūvju caurumi, jau ir ieurbti kāpšanas virsmā, pirms skrūvju ieskrūvēšanas nedaudz iespiediet caurumā ar skrūvgriezi. Skrūves un aizbīdņi, jāpievelk pēc izjutām, bet jāizvairās no pārmērīgas pievilkšanas.

**Brīdinājums!**

Pirms lietošanas pārbaudiet produktu no bojājumiem un pārbaudiet vai pareizi pieskrūvētas detaļas. Ja rodas šaubas, neizmantojiet produktu, jo pastāv savainošanās risks.

**Kopšana:**

Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, netīrumus un putekļus notīrīt ar mīkstu nedaudz mitru drānu. Gadījumā, ja ir lielāki netīrumi, izmantojiet parastu mazgāšanas līdzekli. Pēc katras lietošanas reizes pilnībā notīrīt.

**Specifikācija:**

Izmērs kāpšanas virsmai: 400 x 230 mm

Kāju balstu augstums: 150 mm

Maksimālais svars: 100 kg

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu

savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no savu atkritumu

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas