

# Triecienterapijas un masāžas ierīce RELAX Lietošanas instrukcija

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJA.

Rūpējoties par uguns/elektro drošību, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, aicinam rūpīgi iepazīties un sekot līdzi instrukcijai.

1. Izmantojiet tikai saskaņā ar šajā instrukcijā noteiktajiem norādījumiem. Ierīce nav paredzēta bērniem.
2. Masāžas zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.
3. Nelietojiet masāžas ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.
4. Masāžas ierīce var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai degšķidrumu izdalītos izgarojumus.
5. Nelietojiet masāžas ierīci uz bērniem/to tuvumā.
6. Esiet piesardzīgs un vērīgs strādājot ar masāžas ierīci. Nelietojiet masāžas ierīci, ja esat noguris vai esat narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē.
7. Novērsiet nejašu iedarbināšanu. Pirms pievienojat akumulatoru vai iedarbinat ierīci, pārlicinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Pārvietojot masāžas pistoli, nav ieteicams turēt pirkstu uz ieslēgšanas slēdža.
8. Neiegremdējiet ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt masāžas pistoles ventilācijas atverēs.
9. Lietošanas laikā vienmēr saglabājiet pareizu, līdzsvarotu ķermeņa stāju. Tas ļauj labāk kontrolēt masāžas pistoli.
10. Uzlādējiet masāžas pistoli tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
11. Masāžas procedūras laikā izvairieties valkāt vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu turiet prom no kustīgajām daļām. Kustīgās daļas var ievērt vaļīgu apģērbu, rotaslietas vai garus matus.
12. Pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet ierīci un akumulatoru.
13. Veicot masāžu, nelietojiet pārmērīgu spēku un spiedienu.
14. Nelietojiet masāžas pistoli, ja slēdzis nedarbojas. Tas var radīt ierīces iekšējo daļu pārkaršanu.
15. Pirms jebkādas regulēšanas, piederumu nomaiņas vai masāžas pistoles glabāšanas, pārlicinieties, vai ON / OFF slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (OFF).
16. Glabājiet masāžas ierīci bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet to izmantot personām, kurām nav pieredzes darbībā ar to/nav iepazīnušās ar šīm instrukcijām.

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI.

1. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Aizsargājiet to no šķidrumiem vai siltuma avotiem. Glabājiet ventilācijas atveres prom no putekļiem un neīrumiem.
2. Nemēģiniet izjaukt ierīci.
3. Nestrādājiet ar ierīci (nepārtraukti) ilgāk par vienu stundu. Pirms atkārtotas izmantošanas nepieciešams uzgaidīt, minimums, 30 minūtes.
4. Pēc uzlādes vai pirms lietošanas atvienojiet lādētāju.
5. Ierīce nav paredzēta bērniem.

Iepakojumā ir:

1x masāžas pistole; 4x masāžas stiprinājums; 1x lādētājs

## TEHNISKIE PARAMETRI

Modelis	K-H-32-0a
Elektrības patēriņš	20 W Max.
Motora apgriezieni	1200 - 3200 RPM
Trokšņa līmenis	aptuveni 50 dB
Ātrums	Ātruma režīmi 1 - 5
Akumulators	2000 mAh
Spriegums	16,8 V
Frekvence	20 - 58 Hz
Akumulatora veids	Fiksēts
Darba laiks	~ 2h (atkarībā no ātruma režīma)
Uzlādes laiks	5-6 h
Masāžas galvas	4 gab
Materiāli	ABS + SILIKONS
G. W/N. W	1260G/890G
Izmēri	22/17/5cm

## VADĪBA



Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes, ierīci pilnībā uzlādējiet! Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet pogu zem uzlādes ieejas. Lai pārslēgtos uz augstāku masāžas režīmu, spiediet pogu atkārtoti. Masāžas režīmi tiek numurēti no 1 (vājākais, 1200 impulsi minūtē) līdz 5 (jaudīgākais, 3200 impulsi minūtē). Lai ierīci izslēgtu, 5 masāžas režīmā atkārtoti nospiediet pogu - ierīce izslēgsies.

# MASĀŽAS GALVAS

## LODVEIDA GALVA

Piemērots visu muskuļu masāžai, kā arī muskuļu relaksācijai pirms un pēc treniņa.



## SMALKĀ GALVA

Piemērots pēdu un plaukstu masāžai.



## U-VEIDA GALVA

Piemērota masāžai apkārt muguras skriemeļiem (nav ieteicams izmantot tieši uz muguras skriemeļiem).



## PLAKANĀ GALVA

Piemērota augšstilbu un citu lielo muskuļu grupu masāžai.



## APKOPE, TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

1. Noslaukiet ierīci ar sausu drānu.
2. Uzglabājiet ierīci komplektācijā iekļautā iepakojumā, sausā vietā.
3. Motora ventilācijas atveres jāuztur tīras un neaizbloķētas.
4. Glabājiet visas vadības ierīces tīras.
5. Nekad nelietojiet ierīces tīrīšanai ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

## SERVISS

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu.

## GARANTIJA

Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precī transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

**Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”**

# МАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНОЙ ТЕРАПИИ RELAX.

## Инструкция по применению

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Забываясь о пожарной /электробезопасности, во избежание несчастных случаев, просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

1. Используйте это устройство в соответствии предоставленными указаниями в этой инструкции. Устройство не предназначено для детей.
2. Массажная зона должна быть чистой и хорошо освещенной.
3. Не используйте массажное устройство во взрывоопасной среде, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.
4. Массажное устройство может создавать искры, которые могут поджечь пыль или пары выделяемые жидкостью для розжига.
5. Не используйте массажное устройство на детях или в их близи.
6. Будьте осторожны и внимательны при работе с массажным устройством. Не используйте массажное устройство, если вы устали или находитесь под влиянием наркотических, алкогольных или лекарственных препаратов или веществ.
7. Предотвратите случайное включение. Перед тем как подключить аккумулятор или включить устройство, убедитесь, что переключатель включения находится в выключенном положении. Передвигая массажный пистолет, не рекомендуется держать палец на переключателе Включения/Выключения.
8. Не погружайте устройство воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия массажного пистолета.
9. Во время массажа всегда сохраняйте равновесие и правильную осанку тела. Это позволит лучше контролировать устройство во время его работы.
10. Подзаряжайте устройство только оригинальной зарядкой, поставляемой в комплектации устройства.
11. Во время массажной процедуры избегайте от ношения украшений и свободной одежды. Держите вдали от подвижных частей устройства волосы и одежду. В подвижные части может втянуть свободную одежду, украшения или длинные волосы.
12. Перед каждым использованием тщательно проверяйте устройство и аккумулятор.
13. Проводя массаж, не используйте чрезмерную силу и давление.
14. Не используйте массажный пистолет, если кнопка не работает. Это может способствовать перегреву внутренних частей устройства.
15. Перед любой регулировкой, сменой насадок или хранением устройства, убедитесь, что переключатель Включить/Выключить находится в выключенном положении (OFF).
16. Храните устройство в недоступном для детей месте и не позволяйте его использовать лицам, у которых нет опыта/или они не ознакомились с инструкцией по применению.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	К-Н-32-0а
Потребление электроэнергии	20Вт Макс.
Обороты мотора	1200 – 3200 RPM
Уровень шума	Приблизительно 50дБ
Скорость	Режимы скорости 1 – 5
Аккумулятор	2000 мАч
Напряжение	16,8 В
Частота	20 – 58 Гц
Вид аккумулятора	Фиксированный
Время работы	≈ 2 часа (в зависимости от выбранного режима)
Время зарядки	5 – 6 часов
Массажные головки	4 шт.
Материал	ABS + СИЛИКОН
G. W/N. W	1200G/890G
Размеры	22 x 17x 5 см

## Предупреждения!

1. Не погружайте устройство в воду. Берегите его от попадания жидкостей или источников тепла. Храните устройство так, чтобы в вентиляционные отверстия не попадала пыль или грязь.
2. Не пытайтесь разобрать устройство.
3. Не работайте с устройством (непрерывно) больше одного часа. Перед повторным использованием необходимо подождать хотя бы 30 минут.
4. После зарядки или перед использованием отключите зарядное устройство.
5. Устройство не предназначено для детей

В комплекте: 1x массажный пистолет, 4x массажных насадки, 1x зарядка

## УПРАВЛЕНИЕ



Перед первым использованием полностью зарядите устройство! Чтобы включить устройство нажмите на кнопку, которая находится под зарядкой. Чтобы переключить на более высокий режим массажа, повторно нажмите кнопку. Режимы массажа пронумерованы от 1 (самый слабый, 1200 импульсов в минуту) до 5 (самый мощный, 3200 импульсов в минуту). Чтобы выключить, устройство на 5 режиме работы нажмите кнопку – устройство выключится.

## МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

### Пулевидная насадка

Подходит для массажа всех мышечных групп, а так же для релаксации мышц до и после тренировки.



### Мелкая насадка

Подходит для массажа стоп и ладоней.



### U – образная насадка

Подходит для массажа вокруг позвонков позвоночника (не рекомендуется использовать именно на позвонках).



### Плоская насадка

Подходит для массажа бедер других больших групп мышц



## УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Протрите устройство сухой тряпочкой.
2. Храните устройство в имеющемся в комплектации чемодане.
3. Вентиляционные отверстия мотора нужно содержать в чистоте и следить, чтобы ничего не блокировало их.
4. Храните устройство и его части в чистоте.
5. Никогда не используйте воду или химические средства для очищения устройства.

**Сервис:** Если у вас возникли какие-либо проблемы с вашим устройством, обратитесь к распространителю, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта, внимательно следуйте инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или вы не следовали указаниям в инструкции по применению. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к распространителю для ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, делает гарантию недействительной

**Гарантия не распространяется на:** Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.). Естественный износ устройства в результате длительного использования. Повреждение от неправильного использования или хранения устройства. Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

**Внимание!** Использование этого продукта связано с личной гигиеной. Правила No. 255 Кабинета министров «Правила о дистанционном договоре» пункт 22, подпункт 5 определяют что: «Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку товара, который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям