

## Gaismas fotonu terapijas ierīce

Lietošanas instrukcija

TB-1693

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

### Izmantošanas mērķis un funkcija:

Pateicoties tās mazajam izmēram, ierīci ir ļoti viegli lietot. Zilās gaismas viļņa garums 415 nm ārstē ādu skartu ar pinnēm. Sarkanās gaismas viļņa garums 660 nm, to lieto, lai mazinātu grumbas un padarot ādu gludāku, novēršot vecuma zīmes uz ādas. Gaismas fotonu terapijas ierīce ir ar automātisko taimeru.

### Drošības instrukcijas:

Lai nodrošinātu, ka šī ierīce darbojas pareizi, rūpīgi izlasiet šo instrukciju, pirms lietošanas. Tas novērsīs iespējamo ierīces sabojāšanu.

### Bridinājums:

Nav piemērots grūtniecēm, bērniem un cilvēkiem ar jutīgu ādu.

Nelietojiet, ja, Jums uz ādas ir kādas brūces.

Nelietojiet pēc depilācijas vai plastiskās operācijas.

Nelietojiet ar kosmētiku uz sejas.

Nelietot uz acu plakstiņiem vai kakla.

Nekad neskatieties tieši gaismā vai neizmantojiet to ap acīm.

Ja produkta lietošanas laikā rodas kādas problēmas, nekavējoties pārtrauciet to lietot un konsultējieties ar savu ārstu vai citu speciālistu.

Neturiet produktu karstā vai mitrā vidē.

Nemēģiniet pats labot, izjaukt vai uzlabot ierīci.

Nelieciet produktu ugunī, jo tas var uzsprāgt.

### Tehniskie parametri:

Jauda: 1 x AA 1,5 V baterija

Jaudas patēriņš: 158 mW

Materiāls: ABS

Izmēri: 26 x 141 mm

### Produkta daļu apraksts:

1. Zilā gaisma
2. ON / OFF (Iesl./Izsl. slēdzis)
3. Bateriju pārsegs
4. Sarkanā gaisma

### Ierīces izmantošana:

Ja vēlaties ievietot baterijas grieziet bateriju pārsegu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet to.

Ievietojiet vienu 1,5 V AA bateriju (nav iekļauta komplektācijā).

Ievietojot, pārliecinieties, ka polaritāte ir pareiza.

Uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu un nostipriniet to, pagriežot pulksteņrādītāja virzienā.

### Zilā gaisma - aktivizēšana un lietošana:

Nospiediet IESLĒGŠANAS slēdzi apmēram 2 sekundes.

Tiks aktivizēta zilā dziedinošā gaisma. Pielieciet ierīci pie

ādas, lai zilā gaisma apspīdētu vietu, kuru skārušas pūtītes. Šādā veidā lietojiet ierīci divas reizes dienā apmēram 5 minūtes, lai ārstētu pūtītes. Aptuveni pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

### Sarkanā gaisma - aktivizēšana un izmantošana:

Nospiediet IESLĒGŠANAS slēdzi apmēram 2 sekundes. Aktivizēsies zilā gaisma.

Atkārtoti īslaicīgi piespiežot to pašu slēdzi, lai aktivizētu sarkano gaismu.

Pielieciet ierīci pie ādas, lai sarkanā gaisma apspīdētu vietu, uz kuras ir novērojamas novecošanās pazīmes (grumbiņas, plankumi, utml.). Šo ierīci lieto divas reizes dienā apmēram 5 minūtes. Aptuveni pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

Ierīces daļu apraksts:



### Izslēgt ierīci:

Nospiediet Iesl./Izsl. slēdzi dažas sekundes. Vai pagaidiet dažas minūtes bez aktivitātes, ierīce automātiski izslēgsies.

### Zema baterijas statusa indikācija

Ierīce automātiski izslēdzas pēc tam, kad Iesl./Izsl. slēdzis mirgo desmit reizes.

Nelietojiet zilā gaismas terapiju uz ādas ilgāk par 5 minūtēm. Kad lietojat ierīci vadat to tieši virs ādas, nepieskaroties tai.

### Tīrīšana un uzturēšana:

Pēc lietošanas tīriet ierīci ar nedaudz samitrinātu drāni.

Pirms tīrīšanas, izslēdziet ierīci. Nelietot tīrīšanai ūdeni, spirtu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus agresīvus šķidrumus.

Piezīme:

Ja ierīce nedarbojas, baterija var būt ievietota nepareizi vai tai var būt zema jauda (nomainiet to).

### Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

### Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces atbilstīgo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas instrukcijā, un nav atbildīgs

par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti var atšķirties no faktiskās ierīces atkarībā no modeļa.

### Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīniskā ierīce.

Importēts no Čehijas Republikas.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.