

Inhalators un sejas sauna 2v1 Modelis: C64-FS004

Vispārējie drošības pasākumi: Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, pirms lietojiet ierīci! Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Nav paredzēta komerciālai lietošanai. Ja nelietojat ierīci, pirms tīrīšanas, vai ja rodas kļūme, izslēdziet ierīci. Izvēlieties ierīces novietošanas vietu, lai tā būtu bērniem nepieejamā vietā. Neizjauciet ierīci. Veiciet apkalpošanu tikai autorizētā servisa centrā. Nepakļaujiet ierīci karstumam, tiešiem saules stariem, mitrumam, mehāniskiem bojājumiem- bojājumi, ko rada asi priekšmeti vai citi nelabvēlīgi efekti. Izmantojiet tikai oriģinālus piederumus. Neizmantojiet ierīci ārā. Pirms ierīces ieslēgšanas pārlicinieties, vai strāvas spriegums atbilst datu plāksnītes datiem. Nepievienojiet un neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, ja jūsu kājas atrodas ūdenī. Pirms ieslēdziet vai atvienojiet ierīci, pārlicinieties, vai poga ir pozīcijā [0] OFF. Nekad negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums tīrīšanai vai arī citiem nolūkiem. NEKAD nelietojiet ierīci, ja nav iepildīts ūdens. Neievietojiet ierīcē citus priekšmetus. Lietojiet tikai tad, kad esat sēdus stāvoklī. Neatstājiet ierīci ieslēgtu, kad to nelietojiet. NELIETOJĒT ierīci, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja ierīce nedarbojas pareizi, tā ir nokritusi vai ir bojāta jeb kādā veidā, nogādājiet to tuvākajā servisa centrā uz pārbaudi vai remontu. Nevelciet stipri aiz strāvas vada, lai izslēgtu ierīci. NELIETOJĒT ierīci, ja esat miegains. Izmantot tikai uz plakanas, līdzenas un stabilas virsmas. Nekad neizmantojiet ierīci ārā. Ja jūtat diskomfortu lietošanas laikā, vai ierīces lietošana izraisa sāpes vai kairinājums uz sejas ādas, pārtrauciet lietošanu. Nekad neizmantojiet ierīci uz pietūkušas vai iekaisušas sejas ādas vai ja Jums ir alerģiski izsitumi uz ādas. Vispirms konsultējieties ar ārstu. Ierīcei ir karsta virsma. Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret karstumu, jābūt uzmanīgiem, lietojot šo ierīci. Bērniem ir nepieciešama uzraudzība, lai pārlicinātos, ka tie nespējējas ar ierīci. Izmantojiet ierīci tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem un vibrācijām. Ierīcei jābūt horizontālā stāvoklī un sausā vietā. Ja ierīci lieto bērni vai personas ar īpašām vajadzībām – tie ir jāuzrauga. Turiet ierīci prom no karstiem priekšmetiem. Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadu vecuma, ja tiem tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi izprot bīstamību. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un ierīces apkopi, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu. Šo ierīci drīkst lietot personas ar zemām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes trūkumu, ja tiek sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un izpratne par attiecīgajiem apdraudējumiem. **Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.** Lai nodrošinātu papildus aizsardzību, vannas istabā ieteicams uzstādīt strāvas aizsargu elektroenerģijas ķēdē (RCD) ar nominālo izlādes strāvu, kas nepārsniedz 30 mA.

Konsultējieties ar elektriķi. Ja jūs izmantojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas, jo ūdens tuvums rada draudus pat tad, kad ierīce ir izslēgta. Strāvas vadu bojājuma gadījumā to var nomainīt pilnvarotā servisa centrā, lai novērstu bīstamu situāciju.

Informācija: Rūpējies par savu nogurušo ādu ir svarīgi, it īpaši, ja Jums rodas simptomi, kas saistīti ar novecošanos, tauku un barības vielu zudumu no vaigiem, pieres un lūpām, un to uzkrāšanās uz kakla (dubultzods). Ierīce ir paredzēta intensīvai ādas kopšanai un ielidošanai. Atbrīvo muskuļus un mazina sāpes. Veic padziļinātu ādas atjaunošanos. Tas dod ādai jauneklīgu izskatu. Samazina stresu un nogurumu. Atver poras efektīvākai tīrīšanai un mitrina ādu. Ir arī tvaika sprausla inhalatoram.

Ierīci ir vienkārši tīrīt Ierīcē var izmantot dažādas piedevas (ēteriskās eļļas, sāls un c.).

Pareiza lietošana palielina asinsriti sejas ādā, kas rada patīkamu un ilglaicīgu siltuma sajūtu (palielinās ādas temperatūra). Sejas saunas lietošana regulāri uzlabo asinsriti sejas ādā un atslāņo deguna un sinusa dobumu.

Daļu apraksts

1. sejas maska
2. uzlika deguna inhalācijai
3. ūdens bļodiņa (ierīces iekšpusē)
4. mērtrauks
5. ieslēgšanas/izslēgšanas un režīmu slēdzis (0, 1, 2)
6. tvaika kontrolieris
7. strāvas indikators
8. sildīšanas pamatne



Sagatavošana

Izvietošana

Izpakojiet ierīci, noņemiet visu iepakojuma materiālu un novietojiet to uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet to piem. uz paklāja.

Izmantojot ierīci

1. Uzlieciet sildīšanas pamatni uz plakanas, neslīdošas un ūdensizturīgas virsmas.
2. Ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja tā ir piepildīta ar ūdeni. Piepildiet trauku ar siltu ūdeni, cik nepieciešams, izmantojot komplektācijā iekļauto mērtrauku. Ja jūs vēlaties ielpot kādu aromātu, iepiliniet pilienus ūdenī vai arī pievienojiet kādus augus ūdenī. Nelejiet ūdeni virs zīmes "MAX", kas marķēta uz ūdens bļodas aizmugures.

Brīdinājums

Nekad nepiepildiet ūdeni vairāk nekā līdz ūdenszīmei "MAX".

Pretējā gadījumā ierīce varētu būt pārpildīta, un ūdens sabojās sildīšanas pamatni un tā būs jāizmet.

3. Pārlicinieties, vai ierīce ir IZSLĒGTA (pagrieziet slēdzi uz 0). Tad pievienojiet strāvas vadu 230 V ~ 50 Hz strāvas kontaktligzdai.
4. Uzlieciet sejas masku uz sildīšanas pamatnes: sejas maskas izliekumiem jābūt ievietotām pamatnes rievas. Tad pagrieziet sejas masku pa kreisi, lai stingri piestiprinātu to pie sildīšanas pamatnes.

Ja vēlaties izmantot uzlika deguna inhalācijai, novietojiet to tieši uz pamatnes. Deguna inhalācijas uzlika cilnēm jāpiekļaujas rievas uz pamatnes. Tad pagrieziet uzlika pa kreisi, lai to piestiprinātu pie pamatnes.

5. Pagrieziet slēdzi, lai izvēlētos vajadzīgo, 1 vai 2 sildīšanas režīmu.

6. Pagrieziet tvaika regulatoru uz sejas maskas pilnīgi pa kreisi, nofiksējiet tvaiku atveres, lai vispirms uzkrātu tvaiku.

7. Kad ūdens sāk iztvaikot, apsēdieties, lai Jums būtu ērti ar seju virs ierīces un lēnām nospiediet seju pret sejas masku. Aizveriet acis un atpūties. Lēnām pagrieziet tvaika kontrolieri pa labi, lai atklātu tvaika atveres un iestatītu vēlamo tvaika līmeni.

8. Ieelpojiet vai vienkārši izbaudiet siltu tvaiku uz ādas. Izmantojot sejas saunu, jūsu āda ir optimāli sagatavota turpmākai aprūpei, piemēram, dziļi tīrīšanai, mitrināšanai, sejas maskām utt. Tvaiks atdzīvina ādu, atver poras, tādēļ būs vieglāk iztīrīt ādu.

Ja jūs nejūtaties labi lietojot ierīci vai Jums tvaiks liekas nepatīkams, paceliet seju nedaudz nost no maskas vai samaziniet regulatorā tvaika intensitāti. Ja diskomforts turpinās, pārtrauciet ierīces lietošanu.

Piezīme: Pirms ierīces lietošanas ar šādiem simptomiem konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu:

ādas izsitumi - ādas apsārtums - pietūkums sejas zonā - sirds slimības - elpošanas problēmas - sejas brūces - ekzēma - psoriāze - ja esat stāvoklī vai ja jums ir citas veselības problēmas.

9. Kad ūdens no ūdens trauka iztvaiko, ierīce automātiski izslēdzas. Lai izslēgtu ierīci pirms tam, pagrieziet sviru pozīcijā 0, lai izslēgtu strāvas indikatoru.

BRĪDINĀJUMS: Pat automātiskas izslēgšanās gadījumā pēc visa ūdens iztvaikošanas ir jāpārslēdz slēdzis uz 0.

10. Pēc izslēgšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, noņemiet sejas masku vai inhalācijas stiprinājumu, izlejiet no bļodiņas atlikušo ūdeni un ļaujiet ierīcei atdzist. Uzglabājiet ierīci tikai pēc tam, kad tā ir atdzisusi.

Padomi *Tvaika apstrāde taukainai ādai*

Tvaicējiet seju apmēram 10 līdz 15 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni vai ādas tīrīšanas līdzekli. Pēc tam apstrādājiet seju ar sejas pienu slāni vai pīlinga masku. Visbeidzot, izmantojiet sejas krēmu.

Tvaika kopšana sausai ādai

Tvaicējiet seju apmēram 5 līdz 10 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni. Visbeidzot, izmantojiet masku, barojošu krēmu.

Tvaika procedūra jutīgai ādai

Tvaicējiet seju apmēram 10 minūtes. Pēc tam notīriet seju ar ūdeni. Visbeidzot, jālieto preparāti jutīgai ādai (krēms, barojoša maska utt.).

Ādas kopšana ar tvaiku, ādai ar noslieci uz pinnēm un izsitumiem

Tvaicējiet seju apmēram 5 līdz 18 minūtes. Izmantojiet vates plāksnītes, lai notīrītu sviedrus un kosmētiku vai citu ķīmiju no sejas. Pēc tvaicēšanas notīriet ādu ar ādas tīrīšanas līdzekli vai zāļu emulsiju.

Tīrīšana un apkope Šī ir ierīce, kas paredzēta ķermeņa kopšanai. Pirms lietošanas, nomazgājiet seju un izmantojot tīru ūdeni. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist.

Pamatnes tīrīšana Pēc izmantošanas izlejiet no bļodiņas ūdeni, un notīriet ar sausu drāniņu, gan bļodiņu, gan sildīšanas pamatni. Tīrīšanai neizmantojiet asus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu vai šķīdinātāju. Nekad negremdējiet ierīci ūdenī.

Sejas maskas, deguna uzgaļa ieelpošanai un mērīšanas krūzes tīrīšana

Mazgājiet šīs detaļas vieglā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Tad noskalojiet visu ar tīru ūdeni un ļaujiet tai brīvi izžūt.

Ūdens bļoda Kad bļodiņā parādās kaļķakmens nogulsnes, notīriet ūdens trauku ar komerciāli pieejamu atkaļķotāju, arī piemērotu alumīnijam. Sekojiet norādījumiem par atkaļķotāja lietošanu. Atkaļķotāja vietā jūs varat izmantot ūdeni ar etiķi.

Uzglabāšana Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pārlicinieties, ka tas ir sauss, un tajā nav ūdens. Pēc tam uzglabājiet to tīrā un sausā vietā. Pirms ierīces uzglabāšanas aptiniet strāvas vadu ap pamatni.

Tehniskie dati

Barošanas avots: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš: ne vairāk par 100 W

Aizsardzības klase II (divkārša aizsardzība pret elektrošoku)

Izmēri (P x A x D): 195 x 280 x 175 mm

Ūdens bļodas ietilpība: ne vairāk kā 50 ml

Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Ингалятор и сауна для лица 2 в 1

Модель: С64-FS004

Общие меры безопасности: Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по использованию! Устройство предназначено только для домашнего использования. Не предназначено для коммерческого использования. Если устройство не используется, перед очисткой или в случае неисправности отключите его. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разбирайте устройство. Проводите обслуживание устройства только в авторизованном сервисном центре. Не подвергайте устройство воздействию, прямых солнечных лучей, влаги, механических повреждений – повреждений, вызванных острыми предметами или других неблагоприятным воздействиям. Используйте только оригинальные принадлежности. Не используйте устройство на улице (только для использования в помещении). Перед включением устройства убедитесь, что напряжение соответствует требованиям. Не используйте устройство, пока ваши ноги находятся в воде. Перед включением или выключением устройства убедитесь, что кнопка находится в положении [0] OFF. Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости для очистки или других целей. НИКОГДА не используйте устройство без воды. Не вставляйте никакие посторонние предметы в устройство. Используйте устройство только в сидячем положении. Не оставляйте устройство включенным, когда оно не используется. НЕ используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Если устройство не работает правильно, оно было уронено и/или каким-либо образом повреждено, отнесите его в ближайший сервисный центр для проверки или ремонта. Не тяните сильно за шнур питания, чтобы выключить устройство. НЕ используйте устройство, если вы сонливы. Используйте только на плоской, ровной и устойчивой поверхности. Никогда не используйте устройство на открытом воздухе. Если вы чувствуете дискомфорт во время использования, или использование устройства вызывает боль или раздражение на коже лица, прекратите его использование. Никогда не используйте устройство на опухшей или воспаленной коже лица или при наличии аллергической кожной сыпи. Сначала проконсультируйтесь с врачом. Устройство имеет горячую поверхность. Люди, чувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании этого устройства. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством. Используйте устройство только для целей, указанных в данном руководстве. Не подвергайте устройство сильным ударам и вибрациям. Устройство должно находиться в горизонтальном положении и в сухом месте. Если устройство используется детьми или лицами с особыми потребностями, они должны находиться под присмотром. Держите устройство подальше от горячих предметов. Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства. Этот прибор предназначен для использования детьми в возрасте с 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они осознают связанные с этим опасности. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора, если им не исполнилось 8 лет. Этот прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми с недостаточным опытом, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с устройством. Для дополнительной защиты рекомендуется установить силовой протектор в ванной комнате в силовой цепи (УЗО) с номинальным током разряда не более 30 мАН.

Проконсультируйтесь с электриком. Если вы используете устройство в ванной комнате, отключите его от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном устройстве. Если шнур питания поврежден, его можно заменить в авторизованном сервисном центре, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

Информация: Уход за усталой кожей очень важен, особенно если вы испытываете симптомы, связанные со старением, потерей жиров и питательных веществ на щеках, лбу и губах, а также их скоплением на шее (двойной подбородок). Аппарат предназначен для интенсивного ухода за кожей и ингаляций. Расслабляет мышцы и снимает боль. Выполняет глубокую регенерацию кожи. Придает коже молодой вид. Снижает стресс и усталость. Открывает поры для более эффективного очищения и увлажнения кожи. Также имеется паровая насадка для ингалятора.

Прибор легко чистить, в приборе можно использовать различные добавки (эфирные масла, соль и т.д.).

Правильное использование улучшает кровообращение в коже лица, что создает приятное и длительное ощущение тепла (повышает температуру кожи).

Использование сауны для лица регулярно улучшает кровообращение в коже лица и отшелушивает носовые и синусовые полости.

Описание частей

1. маска для лица
2. насадка для ингаляции носа
3. чаша для воды (внутри устройства)
4. мерный стакан
5. вкл/выкл и переключатель режимов (0, 1, 2)

6. регулятор пара
7. индикатор питания
- 8.нагревательное основание



Подготовка

Размещение

Распакуйте устройство, снимите весь упаковочный материал и положите его на ровную, твердую и устойчивую поверхность. Не ставьте его, например на ковер.

Использование устройства

1. Поместите нагревательную основу на ровную, нескользящую и водонепроницаемую поверхность.
2. Устройство можно использовать только тогда, когда оно заполнено водой. Наполните контейнер теплой водой по мере необходимости, используя прилагаемый мерный стакан. Если вы хотите вдыхать какой-нибудь аромат, капните арома-капли в

воду или добавьте в воду немного фруктов. Не наливайте воду выше отметки «МАХ», отмеченной на задней стенке емкости для воды.

Предупреждение

Никогда не наливайте воду выше отметки «МАХ».

В противном случае устройство может быть переполнено, и вода повредит нагревательный элемент, и его придется выбросить.

3. Убедитесь, что устройство выключено (переведите переключатель в положение 0). Затем подключите шнур питания к розетке 230 В ~ 50 Гц.

4. Поместите лицевую маску на нагревательное основание: изгибы лицевой маски должны войти в пазы основания. Затем поверните лицевую маску влево, чтобы прочно прикрепить ее к нагревательному основанию.

Если вы хотите использовать насадку для назальных ингаляций, поместите его прямо на основание. Выступы назального ингалятора должны войти в пазы на основании. Затем поверните насадку влево, чтобы прикрепить ее к основанию.

5. Поверните переключатель, чтобы выбрать нужный режим нагрева, 1 или 2.

6. Поверните регулятор пара на лицевой маске до упора влево, заблокируйте отверстия для выхода пара, чтобы сначала создать пар.

7. Когда вода начнет испаряться, сядьте так, чтобы вам было удобно расположить лицо над устройством, и медленно прижмите лицо к лицевой маске. Закройте глаза и расслабьтесь. Медленно поверните регулятор пара вправо, чтобы открыть отверстия для выпуска пара, и установите желаемый уровень пара.

8. Вдохните или просто наслаждайтесь теплым паром на коже. При использовании сауны для лица ваша кожа будет оптимально подготовлена к дальнейшему уходу, такому как глубокое очищение, увлажнение, маски для лица и т.д. Пар оживляет кожу, открывает поры, поэтому очищать кожу будет легче.

Если вы плохо себя чувствуете при использовании устройства или пар кажется вам неприятным, слегка приподнимите лицо от маски или уменьшите интенсивность пара в регуляторе. Если дискомфорт сохраняется, прекратите использование устройства.

Примечание: проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства при следующих симптомах:

кожная сыпь - покраснение кожи - отек в области лица - болезни сердца - проблемы с дыханием - раны на лице - экзема - псориаз - если вы беременны или если у вас есть другие проблемы со здоровьем.

9. Когда вода испарится из контейнера для воды, устройство автоматически выключится. Чтобы самим выключить устройство, поверните рычаг в положение 0, чтобы погас индикатор питания. **ВНИМАНИЕ:** Даже при автоматическом отключении переключатель необходимо повернуть в положение 0 после того, как вся вода испарится.

10. После выключения отключите прибор от источника питания, снимите лицевую маску или ингаляционную насадку, слейте остатки воды из чаши и дайте прибору остыть. Кладите устройство на хранение только после того, как оно остынет.

Советы *Обработка паром для жирной кожи лица*

Распарьте лицо в течение 10-15 минут. Затем очистите лицо водой или очищающим средством для кожи. Затем обработайте лицо слоем молочка для лица или маской-пилингом. Наконец, используйте крем для лица.

Паровой уход за сухой кожей

Распарьте лицо в течение 5-10 минут. Затем умойте лицо водой. В завершение используйте маску, питательный крем.

Паровая процедура для чувствительной кожи

Распарить лицо около 10 минут. После этого очистите лицо водой. Наконец, следует использовать средства для чувствительной кожи (крем, питательная маска и т.д.)

Уход за кожей с паром, для кожи склонной к акне и высыпаниям

Распаривайте лицо от 5 до 18 минут. Используйте ватные диски, чтобы удалить пот, косметику или другие химические вещества с лица. После распаривания очистите кожу очищающим средством для кожи или лечебной эмульсией.

Очистка и техническое обслуживание Это устройство предназначено для ухода за телом. Перед использованием вымойте лицо чистой водой. Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

Очистка основания После использования слейте воду из чаши и очистите чашу и нагревательное основание сухой тряпкой. Не используйте для очистки агрессивные моющие средства или растворители, такие как спирт, бензин или растворитель. Никогда не погружайте устройство в воду.

Очистка лицевой маски, насадки для ингаляций и мерного стакана

Вымойте эти детали в щадящем моющем растворе. Затем промойте все чистой водой и дайте высохнуть.

Чаша для воды Когда в чаше появляются отложения накипи, очистите чашу для воды с помощью имеющегося в продаже средства для удаления накипи, которое также подходит для алюминия. Следуйте инструкциям по использованию средства для удаления накипи. Вместо средства для удаления накипи можно использовать воду с уксусом.

Хранение Отключите устройство от сети. Убедитесь, что оно сухое и не содержит воды. Храните его в чистом и сухом месте. Перед хранением устройства оберните шнур питания вокруг основания.

Технические данные

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 100 Вт

Класс защиты II (двойная защита от поражения электрическим током) Размеры (Ш x В x Г): 195 x 280 x 175 мм. Емкость чаши для воды: не более 50 мл

Гарантия на устройство не распространяется: Естественный износ деталей устройства, вызванный длительной эксплуатацией устройства. На повреждения, вызванные внешними факторами (такими как неправильное использование и т. д.). На повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением устройства. На механическое повреждение устройства, вызванное его падением или по другой подобной причине. На повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства.